

АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕРИИ «МАТРИКС» И ЛАЗМИК®

(5 лет гарантии, разъёмы TRS 6,35 мм stereo)

1. Блоки базовые⁽¹⁾, блоки внешней модуляции, стойка аппаратная и др.

| | |
|--|--------|
| Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик-01» (2 лазерных канала, частота 10 000 Гц) | 16 000 |
| Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик-02» (4 лазерных канала, частота 10 000 Гц) | 26 000 |
| Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик-03» (1 лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц, в комплекте фильтр, шланги, 2 насадки для лазерно-вакуумного массажа (ЛВМ)) | 22 000 |
| Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (2 лазерных канала) | 15 000 |
| Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (4 лазерных канала) | 26 000 |
| Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК» (2 канала, частота 10 000 Гц) | 16 000 |
| Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК» (2-канальный базовый блок, частота 10 000 Гц + лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-635-2 красного спектра (635 нм) + 10 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) | 28 000 |
| Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК красным (635 нм) и УФ (365 нм) спектром (2-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК-635-2 + КЛ-ВЛОК-365-2 для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) | 54 000 |
| Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК» для внутривенного лазерного осветивания крови (1-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК красного спектра (635 нм) + 10 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) | 23 000 |
| Аппарат «Матрикс-ВЛОК» для ВЛОК красным (635 нм) и УФ (365 нм) спектром (1-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК + КЛ-ВЛОК-365 для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) | 50 000 |
| Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» (3-канальный базовый блок) | 44 000 |
| Блок биоуправления «Матрикс-БИО» | 11 000 |
| Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (в комплекте фильтр, шланги, 2 насадки для ЛВМ) | 20 000 |
| Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателем 6 лазерных головок) | 12 000 |

⁽¹⁾ – в комплекты включены методические материалы (книги и официальные клинические рекомендации)

2. Излучающие головки для аппаратов серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®

| Наименование | Длина волны, нм | Цвет (спектр) | Мощность | Примечание | Цена |
|---|-----------------|---------------|----------|--|--------|
| Импульсные матричные (применяются с насадками ПМН, ММ-50 и ММ-100 для МЛТ) | | | | | |
| МЛ-635-40 | 635 | красный | 40 Вт | наружно (8 ЛД) | 36 000 |
| МЛ-904-80 | 904 | ИК | 80 Вт | наружно (8 ЛД) | 22 000 |
| МЛ-904-200 | 904 | ИК | 200 Вт | наружно (8 ЛД) | 46 000 |
| МЛО1КМ | 904 | ИК | 300 Вт | наружно (3 ЛД), насадок нет | 38 000 |
| Импульсные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3) | | | | | |
| ЛОК2 | 635 | красный | 5 Вт | наружные и внутриволокнальные методики | 16 000 |
| ЛО-904-10 | 904 | ИК | 10 Вт | наружные и внутриволокнальные методики | 6000 |
| ЛО-904-15 | 904 | ИК | 15 Вт | наружные и внутриволокнальные методики | 7500 |
| ЛО-904-20 | 904 | ИК | 20 Вт | наружные и внутриволокнальные методики | 9600 |

| Наименование | Длина волны, нм | Цвет (спектр) | Мощность | Примечание | Цена |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ЛО-904-25 | 904 | ИК | 25 Вт | наружные и внутриполостные методики | 12 000 |
| ЛО-904-100 | 904 | ИК | 100 Вт | наружные и внутриполостные методики | 18 000 |
| ЛО-904-650 | 904 | ИК | 650 Вт | только наружно, насадок нет | 94 400* |
| Непрерывные матричные (применяются с насадками ПМН, ММ-50 и ММ-100) | | | | | |
| МЛО2КР | 650 | красный | 200 мВт | наружно | 18 000 |
| Непрерывные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: 3Н-35, 3Н-50, 3М-25, 3М-50, 3М-75, П-1, П-2, П-3, Г-1, Г-2, Г-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3) | | | | | |
| КЛО-405-50 | 405 | УФ | 50 мВт | наружные и внутриполостные методики | 12 000 |
| КЛО-445-50 | 445–450 | синий | 50 мВт | наружные и внутриполостные методики | 24 000 |
| КЛО-525-50 | 520–525 | зелёный | 50 мВт | наружные и внутриполостные методики | 35 000 |
| КЛО-635-5 | 635 | красный | 5 мВт | наружные и внутриполостные методики | 5000 |
| КЛО-635-15 | 635 | красный | 15 мВт | наружные и внутриполостные методики | 9200 |
| КЛО-635-40 | 635 | красный | 40 мВт | наружные и внутриполостные методики | 28 000 |
| КЛО-635-50 | 635 | красный | 50 мВт | наружные и внутриполостные методики | 28 000 |
| КЛО-635-50 (НЛОК) | 635 | красный | 50 мВт | Только наружно, насадок нет | 25 000 |
| КЛО-650-50 | 650 | красный | 50 мВт | наружные и внутриполостные методики | 8000 |
| КЛО-650-200 | 640 | красный | 200 мВт | наружные и внутриполостные методики | 34 000 |
| КЛО-780-90 | 780–785 | ИК | 90 мВт | наружные и внутриполостные методики | 39 000 |
| КЛО-808-200 | 808 | ИК | 200 мВт | наружные и внутриполостные методики | 9000 |
| КЛО7 | 1300 | ИК | 5 мВт | наружные и внутриполостные методики | 14 000 |
| Непрерывные для ВЛОК (применяются с одноразовыми стерильными световодами КИВЛ-1 по ТУ 9444-005-72085060-2008, РУ № ФСР 2009/04331) ⁽²⁾ | | | | | |
| КЛ-ВЛОК-365-2 | 365 | УФ | 2 мВт | для ЛУФОК® | 24 000 |
| КЛ-ВЛОК-405-2 | 405 | УФ | 2 мВт | для ЛУФОК® | 24 000 |
| КЛ-ВЛОК-445-2 | 445–450 | синий | 2 мВт | ВЛОК-445 | 25 000 |
| КЛ-ВЛОК-450-20 | 445–450 | синий | 20 мВт | ВЛОК-445 | 35 000 |
| КЛ-ВЛОК-525-2 | 520–525 | зелёный | 2 мВт | ВЛОК-525 | 16 000 |
| КЛ-ВЛОК-525-20 | 520–525 | зелёный | 20 мВт | ВЛОК-525 | 24 000 |
| КЛ-ВЛОК-635-2 | 635 | красный | 2 мВт | ВЛОК-635 | 12 0000 |
| КЛ-ВЛОК-635-20 | 635 | красный | 20 мВт | ВЛОК-635 | 28 000 |
| КЛ-ВЛОК-808-40 | 808 | ИК | 40 мВт | ВЛОК-ИК | 12 0000 |
| Специализированные лазерные излучающие головки для андрологии, урологии и гинекологии (насадок нет) | | | | | |
| ВМЛГ10 | 635 | красный | 10 мВт | внутриполостная методика | 56 000 |
| ЛО-ЛЛОД | 635 и 904 | красный и ИК | 635 нм – 60 мВт, 904 нм – 70 Вт | наружно | 64 000 |
| Специализированные лазерные излучающие головки для липолитической программы (с насадками ПМН) | | | | | |
| КЛО-650-50-1 | 650 | красный | 50 мВт | наружно | 22 500 |
| КЛО-650-50-4 | 650 | красный | 50 мВт (4 ЛД) | наружно | 20 500 |
| КЛО-940-50-4 | 940 | ИК | 50 мВт (4 ЛД) | наружно | 36 000 |

| Наименование | Длина волны, нм | Цвет (спектр) | Мощность | Примечание | Цена |
|---|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| Комбинированные матричные (применяются с насадками ПМН и из комплекта МЭЛТ-У) | | | | | |
| МЛС-1 | Импульсные ЛД 635 и 904 нм, непрерывные СИД 470, 530 и 850-960 нм | | | | 31 000 |
| МЛС-1-4 | 800-904 | ИК | 8 Вт / 60 мВт | наружно | 9000 |
| Светодиодные матричные (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3) | | | | | |
| МСО3 | 635 | красный | 20 мВт | наружные и внутрисполостные методики | 6000 |
| МСО4 | 590 | жёлтый | 20 мВт | наружные и внутрисполостные методики | 6000 |
| МСО5 | 530 | зелёный | 10 мВт | наружные и внутрисполостные методики | 6000 |
| МСО6 | 470 | синий | 15 мВт | наружные и внутрисполостные методики | 6000 |
| Излучающие головки миллиметрового (КВЧ) диапазона (применяются с насадками А-4) | | | | | |
| ЛО-КВЧ-4,9 | 4,9 мм | ММ | ПМ 1 мВт/см ² | наружно и КВЧ-пунктура | 16 520* |
| ЛО-КВЧ-5,6 | 5,6 мм | ММ | ПМ 1 мВт/см ² | наружно и КВЧ-пунктура | 16 520* |
| ЛО-КВЧ-7,1 | 7,1 мм | ММ | ПМ 1 мВт/см ² | наружно и КВЧ-пунктура | 16 520* |

⁽²⁾ – минимальная мощность на выходе одноразового стерильного световода КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»

3. Комплекс лазерный физиотерапевтический «Матрикс-Уролог» (рекомендуемый комплект)

| № п/п | Наименование оборудования, рекомендуемого в комплект | Кол-во, шт. | Цена |
|-------|--|-------------|--------|
| 3.1 | АЛТ «Матрикс-Уролог» (3-канальный базовый блок) | 1 | 44 000 |
| 3.2 | Вибромагнитолазерная головка ВМЛГ 10 для лечения простатита | 1 | 56 000 |
| 3.3 | Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (импульсная ИК, 890–904 нм, 15–20 Вт) | 2 | 19200 |
| 3.4 | Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывная красная, 635 нм, 15 мВт) | 1 | 9200 |
| 3.5 | Лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (импульсная ИК, 890-904 нм, матричная) | 1 | 22 000 |
| 3.6 | Насадки (комплект): П-1, П-2, П-3, ЗН-35 (2 шт.), ММ-50, ЗМ-50 | 1 | 8500 |
| 3.7 | Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» | 1 | 20 000 |
| 3.8 | Лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД для лечения больных эректильной дисфункцией и простатитом (матричная, 12 непр. лазеров 635 нм, мощность ≥ 60 мВт и 10 лазеров ИК, импульсных, ≥ 70 Вт). Выполнена по новой технологии, работает до частоты 10 000 Гц, разъёмы TRS 6,35 мм stereo | 1 | 64 000 |
| 3.9 | Колба для методики локального лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД ⁽³⁾ | 2 | 3800 |
| 3.10 | Комплект для электротерапии: аппарат «ЭЛФОР-ПРОФ» и 10 электродов | 1 | 14 000 |

⁽³⁾ – в отдельном прейскуранте указаны скидки в зависимости от количества

Лазерные излучающие головки с одним лазером

| Тип | λ , нм | Режим | Мощность, Вт | Цена |
|------|----------------|-------|--------------|--------|
| ЛО1 | 890–904 | имп. | 5–10 | 6000 |
| ЛО2 | 890–904 | имп. | 9–15 | 7500 |
| ЛО3 | 890–904 | имп. | 15–20 | 9600 |
| ЛО4 | 890–904 | имп. | 20–25 | 12 000 |
| ЛО7 | 890–904 | имп. | 80 | 18 000 |
| ЛОК2 | 635 | имп. | 5 | 16 000 |

| Тип | λ , нм | Режим | Мощность, мВт | Цена |
|------------|----------------|-------|---------------|--------|
| КЛО1 | 635 | непр. | 5 | 5000 |
| КЛО2 | 650 | непр. | 30–40 | 9200 |
| КЛО3 | 635 | непр. | 10–15 | 9200 |
| КЛО4 | 635 | непр. | 40 | 28 000 |
| КЛО5 | 808 | непр. | 40–50 | 8000 |
| КЛО6 | 808 | непр. | 200 | 9000 |
| КЛО7 | 1300 | непр. | 5 | 14 000 |
| КЛО-780-90 | 780–785 | непр. | 90–100 | 39 000 |

Матричные лазерные излучающие головки

| Тип | Длина волны, нм | Режим работы | Мощность | Цена |
|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| МЛС-1-4 | 890–904 | Импульсный / непрерывный | 8 Вт / 60 мВт | 9000 |
| МЛС-1 «Эффект» | 890/850/635/470 | Импульсный / непрерывный | 15 Вт / 120 мВт / 15 мВт / 15 мВт | 31 000 |
| МЛО1К | 890–904 | Импульсный | 50–80 Вт | 22 000 |
| МЛО1КР | 635 | Импульсный | 30–40 Вт | 36 000 |

Светодиодные излучающие головки

| Тип | Цвет | λ , нм | Мощность, мВт | Цена |
|------|---------|----------------|---------------|------|
| МСО3 | Красный | 635 | 20 | 6000 |
| МСО4 | Жёлтый | 590 | 20 | 6000 |

| Тип | Цвет | λ , нм | Мощность, мВт | Цена |
|------|---------|----------------|---------------|------|
| МСО5 | Зелёный | 530 | 10 | 6000 |
| МСО6 | Синий | 470 | 15 | 6000 |

Лазерные излучающие головки для ВЛОК и УФОК

| Тип | Цвет | λ , нм | Мощность, мВт | Цена |
|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| КЛ-ВЛОК | Красный | 635 | 1,5–2,0 | 12 000 |
| КЛ-ВЛОК-М | Красный | 635 | 20–25 | 28 000 |

| Тип | Цвет | λ , нм | Мощность, мВт | Цена |
|-------------|------------|----------------|---------------|--------|
| КЛ-ВЛОК-405 | Фиолетовый | 405 | 1–2 | 24 000 |
| КЛ-ВЛОК-365 | УФ | 365–400 | 1–2 | 24 000 |

ВНИМАНИЕ! Аппарат «Мустанг-2000» снят с производства в 2011 году!

Излучающие головки для этих аппаратов, а также для «Матрикс», «Матрикс-Уролог» и «Матрикс-ВЛОК», изготовленных до 2015 года, будут производиться до 2025 года включительно. Оптические и магнитные насадки совместимы со всеми аппаратами.

При заказе излучающих головок необходимо уточнять тип разъёма!

4. Насадки магнитные и оптические, приспособления для проведения процедур

| Тип | Назначение | Цена | Тип | Назначение | Цена |
|--------|---|------|------------|--|------|
| КМ-2 | Магнитные насадки 25, 50, 75 мТл (комплект) | 1800 | П-3 | Проктологическая насадка | 2100 |
| ЗМ-25 | Магнитная насадка 25 мТл | 600 | Г-1 | Насадка гинекологическая | 2100 |
| ЗМ-50 | Магнитная насадка 50 мТл | 800 | Г-2 | Насадка гинекологическая | 2100 |
| ММ-50 | Магнитная насадка для МЛ01К 50 мТл | 800 | Г-3 | Насадка гинекологическая | 2100 |
| ММ-100 | Магнитная насадка для МЛ01К 100 мТл | 1200 | С-1 | Комплект насадок для стоматологии | 4900 |
| ЗН-35 | Насадка зеркальная 35 мм | 300 | Л-1 | Комплект насадок для оториноларингологии | 4400 |
| ЗН-50 | Насадка зеркальная 50 мм | 300 | С-1-1 (ЛВ) | Насадка для лазерно-вакуумной терапии в стоматологии | 1800 |
| А-3 | Насадка акупунктурная | 1200 | ПМН | Прозрачная насадка для матричных головок | 944* |
| А-4 | Акупунктурная насадка для КВЧ-головок | 900 | ОЗ-1 | Очки защитные (ЗН-22 СЗС-22) «Суксун» | 3540 |
| П-1 | Проктологическая насадка | 2100 | ЗН-22 | Очки защитные «Матрикс» (универсальные) | 1500 |
| П-2 | Проктологическая насадка | 2100 | | | |

5. Световоды одноразовые стерильные с иглой КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008

| Количество, шт. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 и более |
|-----------------|-----|-----|-----|------|--------------|
| Цена за 1 шт. | 45 | 35 | 30 | 25 | 21 |

7. Принадлежности

| Наименование | Назначение | Цена |
|---|--|--------|
| Др-1 | Держатель излучающих головок | 1100 |
| Др-2 | Держатель излучающих головок | 800 |
| ВМ-2к | Комплект для одновременного вакуумного массажа двумя банками (насадками) | 1180* |
| Ф-1 | Система фильтрации одноразовая для «Матрикс-ВМ» и «Лазмик-03» | 56* |
| КБ-5 ⁽³⁾ | Комплект банок для лазерно-вакуумного массажа | 4000 |
| ФВМ-Щ | Щелевая банка (насадка) для проведения лазерно-вакуумного массажа по лицу | 1180* |
| ИР-1, ИР-2, ИР-3 | Комплект аппликаторных роликов для лазерно-аппликаторного массажа | 7552* |
| «ЛАЗМИК» ⁽³⁾ | Косметологическая насадка для проведения процедуры лазерной биоревитализации | 1600 |
| Очки защитные открытые «Матрикс» ⁽³⁾ | Для защиты глаз пациента от лазерного излучения во время процедуры | 1200 |
| Б-ЛЛОД ⁽³⁾ | Колба для методики локального лазерного отрицательного давления | 1900 |
| ВТ-1,5 | Вакуумная трубка к аппаратам «Матрикс-ВМ» и «Лазмик-03» (1,5 м) | 236* |
| МЭЛТ-У | Комплект оптических насадок для головок МЛС-1-4 | 6000 |
| МЛС-М | Магнитная насадка для МЛС-1-4 | 472* |
| «Элфор-Проф» | Комплект для электротерапии: аппарат «Элфор-Проф» и 10 электродов | 14 000 |
| ЭЛ-1 | Ректальный (вагинальный) одноразовый электрод | 100 |
| ПС-1 | Поляризатор | 572* |
| ВЗ | Визуализатор ИК-излучения ЛАЗМИК® | 472* |

⁽³⁾ – В отдельном прейскуранте указаны скидки в зависимости от количества

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НАСАДКИ

1. Световоды одноразовые стерильные с иглой КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008

| Количество, шт. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 5000 и более |
|-----------------|-----|-----|-----|------|--------------|
| Цена за 1 шт. | 45 | 35 | 30 | 25 | 21 |

2. Специальные косметологические аппаратные гели*

| Количество, шт. | 1–2 | 3–9 | 10–19 | 20–29 | 30–49 | ≥ 50 |
|--|------|------|-------|-------|-------|------|
| Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® 2% (новая улучшенная формула, 200 мл) | | | | | | |
| Цена за 1 шт. | 1950 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 900 |

3. Насадки для индивидуального использования





1. Пациенты намного охотнее идут на процедуру, если заранее проинформированы о такой возможности.
2. Предстерилизационная очистка и холодная химическая стерилизация в соответствии с МУ 287-113-00 занимают не менее 2 часов, при использовании многоразовых насадок необходимо иметь в наличии 3–4 шт.
3. Процесс стерилизации достаточно дорогостоящий и экономически нецелесообразен.
4. Многоразовые насадки необходимо заменять после 50–70 процедур (5–6 курсов) на новые, поскольку со временем в них образуются микротрещины, не позволяющие обеспечить стерильность.
5. Приобретение пациентами насадок – дополнительный доход для медицинского центра.

| Количество, шт. | 1–2 | 3–9 | 10–19 | 20–29 | 30–49 | ≥ 50 |
|--|------|------|-------|-------|-------|------|
| Колба для методики локального лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД | | | | | | |
| Цена за 1 шт. | 1900 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | 600 |
| Банка (насадка) для лазерно-вакуумного массажа круглая* | | | | | | |
| Цена за 1 шт. | 800 | 650 | 550 | 400 | 300 | 250 |
| Насадка косметологическая «ЛАЗМИК» для лазерной биоревитализации | | | | | | |
| Цена за 1 шт. | 1600 | 1200 | 900 | 800 | 700 | 600 |


4. Держатель излучающих головок Др-2

| Количество, шт. | 1–2 | 3–9 | ≥10 |
|-----------------|-----|-----|-----|
| Цена за 1 шт. | 800 | 600 | 560 |

Специализированные насадки

| | | | |
|---|------|---|-------|
| <p>Комплект специализированных вакуумных насадок (банок) для лазерно-вакуумного массажа КБ-5 (ФВМ-65, ФВМ-55, ФВМ-45, ФВМ-35, ФВМ-Щ)</p>  <p>ФВМ-65 ФВМ-55 ФВМ-45 ФВМ-35 ФВМ-Щ</p> | 4000 | | |
| <p>2 комплекта насадок (банок) для лазерно-вакуумного массажа (ФВМ-65, ФВМ-55, ФВМ-45, ФВМ-35) + 2 комплекта насадок для работы по лицу (ФВМ-25, ФВМ-15) + 1 насадка ФВМ-Щ</p>  <p>ФВМ-65 ФВМ-55 ФВМ-45 ФВМ-35 ФВМ-25 ФВМ-15 ФВМ-Щ</p> <p>ФВМ-65 ФВМ-55 ФВМ-45 ФВМ-35 ФВМ-25 ФВМ-15</p> | 6000 | | |
| <p>Комплект для работы по лицу (ФВМ-25, ФВМ-15)</p>  <p>ФВМ-25 ФВМ-15</p> | 590* | <p>Насадка ФВМ-Щ</p>  <p>ФВМ-Щ</p> | 1180* |

Комплект иппликаторных роликов для лазерно-иппликаторного массажа
(ИР-1, ИР-2, ИР-3)



ИР-1

ИР-2

ИР-3

7552*

Насадка косметологическая «ЛАЗМИК»



1600